



Manuel d'utilisation

Model 7500

Model 7500

**Oxymètre de pouls
numérique**



Français

MISE EN GARDE : Aux États-Unis, la législation fédérale stipule que la vente de ce produit ne peut être effectuée que par un médecin diplômé ou à sa demande.



Consultez le mode d'emploi.

Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées avec soin et sont considérées comme exactes. Dans l'intérêt du développement continu de ses produits, NONIN se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis ou obligation, des modifications et des améliorations à ce manuel et aux produits qu'il décrit.

Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443
États-Unis

+1 (763) 553-9968
(800) 356-8874 (États-Unis et Canada)
Fax +1 (763) 553-7807
mail@nonin.com
www.nonin.com



Représentant agréé pour l'UE :

MPS, Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
D-35619 Braunfels, Allemagne



Dans ce manuel, « NONIN » désigne la société Nonin Medical, Inc. Nonin est une marque déposée de Nonin Medical, Inc.

© 2007 Nonin Medical, Inc.











5676-001-01

Table des matières

Table des matières	1
Symboles	1
Indications	3
Contre-indications	3
Avertissements	3
Mises en garde	4
Affichages, voyants et commandes	7
Mode d'emploi du modèle 7500	11
Modes de fonctionnement et paramètres par défaut	12
Mode Configuration, affichage des limites et réglage de l'heure	12
Réglages usine par défaut	12
Paramètres par défaut définis par l'utilisateur	13
Mode Sécurité patient	13
Fonctions utilisateur	15
Entretien et maintenance	19
Nettoyage du modèle 7500	19
Alarmes et limites	20
Alarmes de haute priorité	20
Alarmes de priorité moyenne	20
Alarmes chien de garde	20
Tonalités d'information	20
Résumé des alarmes	21
Examen et réglage du volume et des limites d'alarme	22
Coupure des alarmes	22
Rappel de paramètres précédents	23
Codes d'erreur	23
Fonctions de sortie de données et de mémoire	24
Sortie de données patient série	24
Sortie analogique	25
Fonctions de mémoire	26
Pièces et accessoires	28
Maintenance, assistance et garantie	30
Garantie	31
Dépannage	32
Informations techniques	35
Déclaration du fabricant	35
Temps de réponse du matériel	39
Résumé des tests	40
Caractéristiques techniques	41

Symboles

Ce tableau décrit les symboles qui se trouvent sur le modèle Model 7500. Des informations détaillées sur les symboles fonctionnels se trouvent à la section « Mode d'emploi du modèle 7500 ».

Symbole	Description
	Mise en garde !
	Consultez le mode d'emploi.
	Pièce appliquée de type BF (isolement du patient des décharges électriques).
	Label UL pour le Canada et les États-Unis en matière de décharges électriques, d'incendie et de risques mécaniques uniquement, conformément à UL 60601-1 et à CAN/CSA C22.2 n° 601.1.
	Label CE indiquant la conformité à la directive n° 93/42/CEE de l'Union européenne relative aux appareils médicaux.
SN	Numéro de série
	Indique un prélèvement séparé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Représentant agréé dans l'Union européenne.
	Numéro de lot
IPX2	Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15 degrés, selon la norme CEI 60529.
%SpO₂	Affichage de la SpO ₂ .
	Affichage de la fréquence du pouls.
	Affichage numérique

Symbole	Description
	Barre d'alarme.
	Voyant de qualité du pouls.
	Voyant d'alarme de capteur.
	Graphe à barres d'intensité du signal pulsatile.
	Voyant d'arrêt d'alarme.
	Voyant de l'adaptateur secteur.
	Voyant de piles faibles.
	Bouton MARCHE/VEILLE.
	Bouton d'arrêt d'alarme.
	Bouton de limites.
	Bouton Plus.
	Bouton Moins.
	Rayonnement électromagnétique non ionisant. L'équipement inclut des transmetteurs RF. Des interférences peuvent se produire aux alentours d'équipements portant ce symbole.

Indications

L'oxymètre de pouls numérique modèle 7500 de NONIN® est un appareil de table portable qui permet de mesurer, d'afficher et d'enregistrer simultanément la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (SpO₂) et la fréquence pulsatile des adultes, enfants, nourrissons et nouveau-nés. Il est prévu pour le monitoring ponctuel et/ou continu de patients bien ou mal irrigués, avec ou sans mouvement.

Contre-indications

- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement I.R.M.
- Risque d'explosion : n'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère explosive ou en présence d'anesthésiques ou de gaz inflammables.
- Cet appareil n'est pas à l'épreuve d'un choc de défibrillateur, conformément à CEI 60601-1:1990 clause 17h.

Avertissements

- Cet appareil joue uniquement un rôle auxiliaire dans l'évaluation de l'état d'un patient. Il doit être utilisé avec d'autres méthodes d'évaluation des signes et des symptômes cliniques.
- Les mesures d'oxymétrie risquent d'être faussées par l'utilisation d'instruments électrochirurgicaux.
- N'utilisez que des capteurs d'oxymètre de pouls PureLight de marque NONIN. Ces capteurs sont conçus pour répondre aux critères de précision des oxymètres de pouls NONIN. L'utilisation de capteurs d'une autre marque peut nuire au fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas de capteur endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil dans l'eau ou à proximité d'eau ou d'un autre liquide, avec ou sans alimentation secteur.
- Comme pour tout matériel médical, acheminez soigneusement les câbles patient et les branchements de manière à diminuer le risque d'enchevêtrement ou de strangulation.
- Utilisez cet appareil uniquement avec des adaptateurs secteur fournis par Nonin Medical.
- Cet appareil se met hors tension après 30 minutes environ lorsqu'il est en mode piles faibles.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à côté d'un autre ou empilé sur un autre. Si une configuration adjacente ou empilée est nécessaire, surveillez l'appareil de près pour vous assurer qu'il fonctionne normalement.


Avertissements (suite)

- Le bloc-piles doit toujours être présent lorsque le système fonctionne, même lorsqu'il fonctionne sur l'alimentation secteur. N'utilisez PAS l'appareil sans piles.
- L'utilisation d'accessoires, de capteurs et de câbles différents de ceux indiqués dans ce manuel risque d'augmenter les émissions électromagnétiques et/ou de diminuer l'immunité de cet appareil.
- Afin de garantir la conformité aux normes de sécurité du produit pertinentes, assurez-vous que tous les volumes d'alarme sont corrects et audibles dans toutes les situations. Ne couvrez ou n'étouffez pas les haut-parleurs d'une quelconque manière.
- Cet appareil est un instrument électronique de précision et sa réparation doit être uniquement confiée à des agents techniques qualifiés. La réparation sur site de l'appareil est impossible. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier, ni d'en réparer l'électronique. L'ouverture du boîtier risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.



Mises en garde

- Ce matériel est conforme à la norme CEI 60601-1-2:2001 concernant la compatibilité électromagnétique du matériel et/ou des systèmes électriques médicaux. Cette norme vise à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation médicale type. Toutefois, étant donné la prolifération de matériel transmettant des ondes de radiofréquence et d'autres sources de parasites dans les environnements de soins de santé et autres, il est possible que des niveaux élevés d'interférences causées par une étroite proximité ou la puissance d'une source perturbent le fonctionnement de cet appareil. Les appareils électriques médicaux exigent des précautions spéciales en matière de compatibilité électromagnétique et tous les appareils doivent être installés et mis en service conformément aux informations spécifiées dans ce manuel.
- Les appareils de communication RF portables et mobiles risquent de compromettre le fonctionnement des appareils électriques médicaux.
- Si cet appareil ne fonctionne pas comme prévu, cessez de l'utiliser jusqu'à ce que le problème ait été corrigé par un agent technique qualifié.
- Le capteur risque de ne pas fonctionner sur les membres froids en raison d'une mauvaise circulation sanguine. Chauffez ou frottez le doigt pour améliorer la circulation ou déplacez le capteur.
- Ne stérilisez pas cet appareil au gaz ou à l'autoclave.
- Les piles peuvent suinter ou exploser si elles sont mal utilisées ou mises au rebut de manière non conforme aux réglementations.

 Mises en garde (suite)
<ul style="list-style-type: none">• L'appareil possède un logiciel tolérant du mouvement qui minimise la probabilité d'interprétation erronée des artefacts de mouvement comme un signal pulsatile de bonne qualité. Dans certains cas toutefois, l'appareil pourra quand même interpréter le mouvement comme un signal pulsatile de bonne qualité.
<ul style="list-style-type: none">• Inspectez le site d'application du capteur au moins toutes les 6 à 8 heures pour vérifier l'alignement correct du capteur et l'intégrité de la peau. La sensibilité du patient aux capteurs et/ou au sparadrap double face peut varier en raison de son état médical ou de l'état de sa peau.
<ul style="list-style-type: none">• Ne placez pas de liquides sur le dessus de l'appareil.
<ul style="list-style-type: none">• Ne plongez pas l'appareil et les capteurs dans un liquide.
<ul style="list-style-type: none">• N'utilisez aucun nettoyant caustique ou abrasif sur l'oxymètre ou les capteurs.
<ul style="list-style-type: none">• Suivez les décrets locaux, régionaux et nationaux ainsi que les consignes de recyclage en vigueur pour la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil et de ses composants, y compris les piles. Utilisez uniquement des bloc-piles agréés par NONIN.
<ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous utilisez le chargeur de piles 300PS-UNIV, assurez-vous que le cordon secteur est bien branché sur une prise de terre.
<ul style="list-style-type: none">• Pour éviter le risque de perte de monitoring, n'utilisez pas le capteur à pince auriculaire ni le capteur réfléchissant sur des enfants et des nouveau-nés.
<ul style="list-style-type: none">• Conformément à la directive européenne relative aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/CE, ne mettez pas au rebut ce produit avec les déchets ménagers. Cet appareil contient des matériaux DEEE ; veuillez contacter votre distributeur pour qu'il le reprenne ou le recycle. Si vous ne savez pas comment joindre votre distributeur, veuillez téléphoner à Nonin afin d'obtenir les informations nécessaires pour le contacter.
<ul style="list-style-type: none">• Pour écarter le risque de perte de monitoring et d'imprécision des données, retirez tous les objets susceptibles de compromettre la détection et la mesure du pouls (brassards de pression, par ex.).
<ul style="list-style-type: none">• Les données sont enregistrées à intervalles de quatre minutes. Par conséquent, si la mémoire est saturée, les enregistrements les plus anciens seront écrasés par les nouveaux.




Mises en garde (suite)

- L'appareil détermine le pourcentage de saturation artérielle en oxygène de l'hémoglobine fonctionnelle. Parmi les facteurs pouvant compromettre la performance de l'oxymètre de pouls ou fausser les mesures, citons :
 - lumière ambiante excessive ;
 - mouvement excessif ;
 - interférences électrochirurgicales ;
 - entraves à la circulation sanguine (cathéters artériels, brassards de pression artérielle, tubulures de perfusion, etc.) ;
 - présence d'humidité dans le capteur ;
 - capteur mal appliqué ;
 - mauvais type de capteur ;
 - pouls de qualité médiocre ;
 - pulsations veineuses ;
 - anémie ou faible concentration d'hémoglobine ;
 - vert d'indocyanine et autres colorants intravasculaires ;
 - carboxyhémoglobine ;
 - méthémoglobine ;
 - hémoglobine dysfonctionnelle ;
 - faux ongles ou vernis à ongles ;
 - capteur non placé au niveau du cœur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un testeur fonctionnel pour évaluer la précision d'un capteur ou d'un moniteur d'oxymétrie de pouls.
- Toutes les pièces et tous les accessoires connectés au port série de ce système doivent être certifiés conformes au minimum à la norme CEI EN 60950 ou UL 1950 concernant le matériel de traitement de données.
- Le fonctionnement de cet appareil au-dessous de l'amplitude minimum d'une modulation de 0,3 % pourrait entraîner des résultats erronés.

Affichages, voyants et commandes

Ce chapitre décrit les affichages, les voyants et les commandes du modèle 7500.



Affichage de %SpO₂

L'affichage de %SpO₂ se situe sur la gauche du panneau avant du modèle 7500 et se reconnaît au symbole **%SpO₂**. Cet affichage indique le pourcentage de saturation en oxygène du sang (de 0 à 100 %). Les affichages numériques clignotent en cas d'alarme de SpO₂. Pour des informations sur la précision des capteurs, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques ».

Affichage de la fréquence du pouls

L'affichage de la fréquence pulsatile se trouve sur la droite du panneau avant du modèle 7500 et il est identifié par le symbole **(♥)**. Cet affichage indique la fréquence pulsatile en battements par minute, de 18 à 321. Les affichages numériques clignotent en cas d'alarme de fréquence pulsatile. Pour des informations sur la précision des capteurs, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques ».

REMARQUE : DEL signifie « Diode électro-luminescente ».



Affichages numériques

Les affichages numériques verts fournissent les relevés de %SpO₂ et de fréquence pulsatile. Quand vous configurez l'appareil, ces affichages indiquent également les limites d'alarme, le volume, et la date et l'heure.

Voyants et icônes



Barre d'alarme

Ce voyant indique tous les états d'alarme. Pour les alarmes haute priorité (alarmes patient), il s'affiche en rouge et clignote rapidement. Pour les alarmes de priorité moyenne, il s'affiche en orange et clignote lentement.



Voyant de qualité du pouls

Ce voyant orange clignote pour indiquer un signal pulsatile de qualité médiocre. Si la mauvaise qualité du signal persiste, ce voyant s'allume en continu.



Voyant d'alarme de capteur

Ce voyant orange indique le débranchement, la panne, la mauvaise application ou l'incompatibilité du capteur avec ce moniteur.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de capteur endommagé.



Graphe à barres d'intensité du signal pulsatile

Ce graphe tricolore à 8 segments indique l'intensité du signal pulsatile, telle que déterminée par l'oxymètre. La hauteur du graphe à barres est proportionnelle au signal pulsatile et sa couleur est fonction de l'intensité du signal :

Vert = bon signal pulsatile

Orange = signal pulsatile tangent

Rouge = faible signal pulsatile, alarme de haute priorité



Voyant d'arrêt d'alarme

Lorsqu'il clignote, ce voyant orange indique que l'alarme sonore est temporairement coupée pendant deux minutes. Quand les alarmes sont actives, ce voyant clignote en même temps que la barre d'alarme. Si aucune alarme n'est active, ce voyant clignote à la vitesse d'alarme de priorité moyenne. Lorsqu'il est allumé en continu, il indique que le volume d'alarme sonore est réglé à moins de 45 dB.



Voyant de l'adaptateur secteur

Ce voyant vert s'affiche lorsque le modèle 7500 est branché sur une source d'alimentation externe.



Voyant Piles faibles

Lorsqu'il clignote, ce voyant orange signale la faible charge des piles ; lorsqu'il est allumé en continu, le faible charge des piles a atteint un niveau critique. *En revanche, il n'indique pas que le modèle 7500 est alimenté par le bloc-piles.*

AVERTISSEMENT : Cet appareil se met hors tension après 30 minutes environ lorsqu'il est en mode piles faibles.

Boutons du panneau avant du modèle 7500



Bouton MARCHE/VEILLE

Une pression sur ce bouton met le modèle 7500 sous tension. Une pression continue (une seconde minimum) arrête le 7500, qui passe en mode de veille. Dans ce mode, toutes les fonctions de l'appareil sont arrêtées, aux exceptions près suivantes :

- Le voyant de l'adaptateur secteur s'allume lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
- Les piles sont chargées dès que l'appareil est branché sur le secteur.

Une pression momentanée sur ce bouton avec l'appareil sous tension active un marqueur d'événement.



Bouton d'arrêt d'alarme

Ce bouton permet d'alterner entre une alarme coupée et une alarme audible. Une pression sur le bouton d'arrêt d'alarme coupe l'alarme pendant deux minutes. Une nouvelle pression sur ce bouton (lorsque les alarmes sont coupées) rétablit le son de la fonction d'alarme.



MISE EN GARDE : L'inhibition de l'alarme pendant deux minutes est automatiquement activée au démarrage.



Bouton des limites

Ce bouton affiche les limites haute et basse des indicateurs d'alarme de SpO₂ et de fréquence cardiaque.

Une pression sur le bouton des limites permet aux utilisateurs d'accéder à des options de menu avancées, notamment l'ajustement des limites d'alarme, le réglage du volume d'alarme et le réglage de la date et de l'heure. Ces réglages peuvent être effectués à l'aide des boutons Plus (+) et Moins (-).



Boutons Plus (+) et Moins (-)

Ces boutons permettent de régler de nombreuses fonctions du modèle 7500. Ils s'emploient pour modifier l'heure, la date, le volume et les limites d'alarmes haute et basse.



Mode d'emploi du modèle 7500

REMARQUE : Avant d'utiliser le modèle 7500, lisez toutes les contre-indications, tous les avertissements et toutes les mises en garde.

Appuyez sur le bouton MARCHÉ/VEILLE. Lorsqu'il est mis sous tension, le modèle 7500 réalise une brève séquence d'initialisation.

Assurez-vous que tous les voyants s'allument et que l'appareil émet trois bips sonores durant la première phase de la séquence d'initialisation. Si un voyant ne s'allume pas (à l'exception du voyant de l'adaptateur secteur), n'utilisez pas le modèle 7500. Contactez l'assistance clientèle NONIN afin d'obtenir de l'aide.

Pour vérifier si le modèle 7500 fonctionne correctement, il est important de surveiller les relevés de SpO₂ et de fréquence pulsatile. Procédez comme suit pour vous assurer que le capteur fonctionne correctement.

1. Assurez-vous que le modèle 7500 est sous tension, avec le capteur connecté.
2. Appliquez le capteur d'oxymètre de pouls. (Reportez-vous au mode d'emploi du capteur.)
3. Assurez-vous qu'un relevé de SpO₂ correct s'affiche, qu'une valeur de fréquence pulsatile apparaît et que le graphe à barres d'intensité du pouls est actif.

AVERTISSEMENT : Cet appareil joue uniquement un rôle auxiliaire dans l'évaluation de l'état d'un patient. Il doit être utilisé avec d'autres méthodes d'évaluation des signes et des symptômes cliniques.

AVERTISSEMENT : Comme pour tout matériel médical, acheminez soigneusement les câbles patient et les branchements de manière à diminuer le risque d'enchevêtrement ou de strangulation.

Modes de fonctionnement et paramètres par défaut

Le modèle 7500 possède un mode de configuration, des paramètres usine par défaut, des paramètres définis par l'utilisateur et des modes de sécurité patient.

REMARQUE : Le mode Sécurité patient a priorité sur les paramètres par défaut.

Mode Configuration, affichage des limites et réglage de l'heure

En mode Configuration, les utilisateurs peuvent ajuster les limites et les volumes d'alarme, régler l'heure et la date, et effacer la mémoire de l'appareil. Une pression sur le bouton des limites active le mode Configuration et tous ces réglages peuvent être effectués à l'aide des boutons Plus (+) et Moins (-). Le mode Configuration est disponible lorsque l'appareil fonctionne ou durant la procédure de démarrage/initialisation. L'heure est réglée via les cinq options suivantes en mode Configuration : année, mois, jour, heures et minutes.

Le mode Configuration n'est pas disponible en mode de sécurité patient. Dans ce mode, une pression sur le bouton des limites fait défiler les limites sur l'affichage, ce qui permet à l'opérateur de les consulter. Une pression continue sur le bouton Plus (+) permet également l'examen des limites, indépendamment du mode de fonctionnement.

Réglages usine par défaut

Tous les paramètres réglables par défaut sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la configuration par défaut du modèle 7500.

Le modèle 7500 est expédié avec les paramètres par défaut activés. Pour rétablir les limites d'alarme usine par défaut à partir des limites d'alarme par défaut définies par l'utilisateur, appuyez simultanément sur les boutons d'arrêt d'alarme et moins (-).

REMARQUE : Les valeurs par défaut définies par l'utilisateur seront perdues dès l'activation des paramètres usine par défaut.

Limite d'alarme	Réglage usine par défaut	Options de réglage	Incrément
Limite d'alarme supérieure de SpO ₂	Arrêt	Arrêt, de 80 à 100	1 %
Limite d'alarme inférieure de SpO ₂	85 %	Arrêt, de 50 à 95	1 %
Limite d'alarme supérieure de fréquence du pouls	200 b.min-1	Arrêt, de 75 à 275	5 b.min-1
Limite d'alarme inférieure de fréquence du pouls	50 b.min-1	Arrêt, de 30 à 110	5 b.min-1
Volume d'alarme	Haut	Arrêt, Bas, Haut	Sans objet

Les paramètres de volume et d'alarme par défaut sont automatiquement sélectionnés pour chaque session d'utilisation où les paramètres n'ont pas été rappelés ni modifiés dans le menu de configuration.

Paramètres par défaut définis par l'utilisateur

En mode Paramètres par défaut définis par l'utilisateur, les paramètres de limite et de volume d'alarme doivent être réglés. Pour définir les valeurs par défaut utilisateur, définissez les limites d'alarme, appuyez sans relâche sur le bouton d'arrêt d'alarme, puis appuyez sur le bouton de limites. Les paramètres par défaut définis par l'utilisateur deviennent ainsi les limites d'alarme en cours.

Le modèle 7500 rappelle les paramètres par défaut définis par l'utilisateur au démarrage à chaque fois que cette option est sélectionnée. Une fois activés, les paramètres par défaut définis par l'utilisateur ont priorité sur les paramètres usine par défaut.

REMARQUE : Tous les paramètres par défaut définis par l'utilisateur sont conservés, même quand l'alimentation secteur ou l'alimentation sur piles est coupée.

Mode Sécurité patient

Les limites d'alarmes ne sont pas modifiables quand le modèle 7500 est en mode Sécurité patient. Ce mode empêche la modification accidentelle de paramètres critiques. Le modèle 7500 permet aux utilisateurs de verrouiller et déverrouiller les limites d'alarmes, le volume et l'heure via le mode Sécurité patient. Les opérateurs remarqueront plusieurs différences de fonctionnement en mode Sécurité patient :

- Les paramètres par défaut et autres précédents paramètres de l'appareil ne peuvent pas être rappelés.
- Les données d'heure et de date ne sont pas modifiables.
- Les limites d'alarme de SpO₂ et de fréquence du pouls et les volumes ne sont pas modifiables. Une pression sur le bouton des limites permet à l'opérateur d'examiner les limites.
- La mémoire patient ne peut pas être effacée.
- Pour mettre l'appareil en mode de veille, appuyez sur le bouton MARCHE/VEILLE pendant 3 secondes minimum.
- Lecture de mémoire non disponible.

Le mode Sécurité patient reste activé, même lorsque l'appareil est arrêté, puis rallumé. Il reste également activé lorsque l'alimentation secteur ou l'alimentation sur piles est coupée.

REMARQUE : Mettez l'appareil sous tension et vérifiez le mode Sécurité patient et les paramètres après avoir activé le mode Sécurité patient.

Quand le mode Sécurité patient est activé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les limites de SpO₂ ou de fréquence pulsatile, ni le volume d'alarme (même s'il est toujours possible de les consulter). En mode Sécurité patient, les utilisateurs ne peuvent pas consulter ni régler l'heure et la date.

Quand le modèle 7500 est mis sous tension en mode Sécurité patient, « **SEC on** » apparaît à l'affichage et trois tonalités d'information retentissent. Les limites d'alarmes supérieures s'affichent ensuite, suivies des limites d'alarmes inférieures.

REMARQUE : La mémoire patient ne peut pas être effacée lorsque le modèle 7500 est en mode Sécurité patient. En outre, ce mode n'est pas désactivé par la mise hors tension de l'appareil.

Consultation et modification du mode Sécurité patient

Pour accéder au mode Sécurité patient, appuyez sur le bouton d'arrêt d'alarme tout en mettant l'appareil sous tension. Pour quitter le mode Sécurité patient, maintenez les boutons d'arrêt d'alarme et de limites enfoncés tout en mettant l'appareil sous tension.

Une fois l'appareil redémarré, l'indication en mode Sécurité patient apparaît au niveau de l'affichage numérique pendant une seconde :

- « **SEC on** » s'affiche quand le mode Sécurité patient est activé.
- « **SEC off** » s'affiche quand le mode Sécurité patient est désactivé.

Fonctions utilisateur

Le modèle 7500 compte plusieurs fonctions de base faciles à utiliser. La plupart impliquent une pression sur un seul bouton.





















Fonction	Bouton	Instruction
Mise sous/hors tension du modèle 7500.		Appuyez sur le bouton MARCHE/VEILLE pour mettre le modèle 7500 sous tension. Appuyez sur ce bouton pendant au moins une seconde pour mettre le modèle 7500 hors tension. En mode Sécurité patient, une pression de trois secondes sur le bouton MARCHE/VEILLE met l'Avant 7500 hors tension.
Activation d'un marqueur d'événement.		Appuyez momentanément sur le bouton MARCHE/VEILLE pendant que l'appareil est sous tension.
Inhibition des alarmes sonores (2 minutes).		Appuyez momentanément sur le bouton d'arrêt des alarmes.
Modification du volume des tonalités de pulsation.		Appuyez momentanément sur le bouton Plus (+) pendant que l'appareil est en mode de fonctionnement. Appuyez à nouveau pour faire défiler les options de volume de tonalité de pulsation.
Définition des limites ou du volume d'alarme, effacement de la mémoire ou réglage de l'heure.	 ensuite  ou 	Appuyez momentanément sur le bouton des limites pour faire défiler le menu des limites. Appuyez sur les boutons Plus (+) et Moins (-) pour ajuster les limites d'alarme ou les volumes sélectionnés. Lorsque vous appuyez sur le bouton des limites, les paramètres apparaissent dans l'ordre indiqué au Tableau 1, page 16.

Tableau 1: Ordre d'affichage des limites

Paramètre	Affichage de paramètre (SpO ₂)	Réglage initial (affichage de la fréquence du pouls)	Intervalle de réglage
Rappel des réglages d'alarmes	"rLL"	"no"	"YES" ou "no"
Limite d'alarme inférieure de %SpO ₂	"DL" 2,3	"85"	"OFF", de 50 à 95, par incréments de 1
Limite d'alarme supérieure du pouls	"HH" 2	"200"	"OFF", de 75 à 275, par incréments de 5
Limite d'alarme inférieure du pouls	"HL" 2	"50"	"OFF", de 30 à 110, par incréments de 5
Limite d'alarme supérieure de %SpO ₂	"DLH" 2	"OFF"	"OFF", de 80 à 100, par incréments de 1
Volume d'alarme	"Rdb" 2	"H,"	"OFF" ou "Lo" ou "H,"
Effacement de la mémoire	"CLR" 1	"no"	"YES" ou "no"
Confirmation d'effacement de la mémoire	"DEL" 1	"no"	"YES" ou "no"
Année	"y"	"00"	0 à 99, par incréments de 1
Mois	"m"	"00"	0 à 12, par incréments de 1
Jour	"d"	"00"	1 à 31, par incréments de 1
Heures	"h"	"00"	0 à 23, par incréments de 1
Minutes	"mm"	"00"	0 à 59, par incréments de 1
Remarques 1) Ces deux options de menu font partie de la commande d'effacement de la mémoire ; DEL s'affiche uniquement si YES a été sélectionné pour le paramètre CLR . 2) Ces paramètres sont restaurés lorsque le rappel des paramètres d'alarme indique YES . Il s'agit aussi des paramètres affichés par la fonction de revue des paramètres d'alarme. 3) La limite d'alarme inférieure de SpO ₂ enregistrée pour le rappel ne peut pas être inférieure à la valeur par défaut en cours pour cette limite d'alarme. Si c'est le cas, la valeur par défaut sera utilisée lors de la restauration des limites d'alarme.			

Le modèle 7500 a plusieurs options avancées, qui sont délibérément plus difficiles à activer. Elles sont réservées aux utilisateurs dûment formés et exigent l'emploi de plusieurs boutons pour empêcher leur activation intempestive.

Fonction	Bouton	Instruction
Rappel de limites d'alarmes précédentes	 	Appuyez sur le bouton des limites pendant que l'appareil est sous tension. rCL apparaît, indiquant que des limites d'alarme précédentes pourront être rappelées. Pour rappeler ces paramètres, appuyez sur le bouton Plus, puis sélectionnez YES . Appuyez à nouveau sur le bouton des limites pour confirmer.
Lecture de la mémoire	 + 	Appuyez sans relâche sur le bouton Plus (+) tout en mettant le modèle 7500 sous tension. Ceci fonctionne avec le logiciel nVISION de NONIN. Sélectionnez l'option « Model 2500 » dans le logiciel nVISION.
REMARQUE : Les limites d'alarmes ne sont pas modifiables quand le modèle 7500 est en mode Sécurité patient. Ce mode empêche la modification accidentelle de paramètres critiques. Le modèle 7500 permet aux utilisateurs de verrouiller et déverrouiller les limites d'alarmes, le volume et l'heure.		
Accès au mode Sécurité patient	 + 	Pour accéder au mode Sécurité patient, appuyez sur le bouton d'arrêt d'alarme tout en mettant l'appareil hors tension.
Sortie du mode Sécurité patient	 +  + 	Pour accéder au mode Sécurité patient, appuyez sur le bouton d'arrêt d'alarme tout en mettant l'appareil sous tension.

Fonction	Bouton	Instruction
Utilisation des valeurs d'alarme en cours comme valeurs par défaut	 + 	Pour définir les valeurs par défaut utilisateur aux réglages d'alarme en cours, appuyez sans relâche sur le bouton d'arrêt d'alarme, puis appuyez sur le bouton de limites.
Rétablissement des paramètres usine par défaut	 + 	Pour rétablir les réglages usine par défaut et annuler les limites d'alarme par défaut définies par l'utilisateur, appuyez sans relâche sur le bouton d'arrêt d'alarme, puis appuyez sur le bouton Moins (-). <hr/> REMARQUE : Les valeurs par défaut définies par l'utilisateur seront perdues dès l'activation des paramètres usine par défaut.



MISE EN GARDE : Examinez toutes les limites afin de vérifier si elles sont adaptées au patient.

Entretien et maintenance

Les circuits numériques de pointe que renferme l'oxymètre de pouls modèle 7500 ne nécessitent **aucun étalonnage** ou entretien préventif, mis à part le remplacement des piles par des agents techniques qualifiés.

La réparation sur site des circuits du modèle 7500 est impossible. N'essayez pas d'ouvrir le modèle 7500, ni d'en réparer l'électronique. L'ouverture du boîtier risque d'abîmer le modèle 7500 et d'annuler la garantie. Si le modèle 7500 ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section « Dépannage ».



MISE EN GARDE : Suivez les décrets locaux, régionaux et nationaux ainsi que les consignes de recyclage en vigueur pour la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil et de ses composants, y compris les piles. Utilisez uniquement des bloc-piles agréés par NONIN. Les piles peuvent suinter ou exploser si elles sont mal utilisées ou mises au rebut de manière non conforme aux réglementations.

Nettoyage du modèle 7500

Nettoyez le modèle 7500 en passant dessus un chiffon doux humecté de détergent doux, d'alcool isopropylique ou d'une solution d'eau de Javel (10 %)/eau (5,25 % hypochlorite de sodium). Ne versez et ne vaporisez aucun liquide sur le modèle 7500, et ne laissez s'infiltrer aucun liquide par une ouverture quelconque. Laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil dans l'eau ou à proximité d'eau ou d'un autre liquide, avec ou sans alimentation secteur.



MISE EN GARDE : Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et n'utilisez aucun nettoyant caustique ou abrasif. Ne stérilisez pas cet appareil au gaz ou à l'autoclave. Ne placez pas de liquides sur le dessus de l'appareil.

Nettoyez le modèle 7500 séparément de ses capteurs. Pour les instructions de nettoyage des capteurs d'oxymètre de pouls, consultez la notice d'utilisation des capteurs employés.

Alarmes et limites

Le modèle 7500 est équipé d'indicateurs d'alarme sonores et visuels qui signalent à l'opérateur d'intervenir immédiatement auprès du patient ou qui indiquent des états anormaux de l'appareil.

Alarmes de haute priorité

Les alarmes de haute priorité sont celles qui exigent une intervention immédiate auprès du patient. Ces alarmes incluent les alarmes de SpO₂, fréquence pulsatile et faible irrigation. Sur le modèle 7500, les alarmes de haute priorité sont indiquées par un voyant rouge (barre d'alarme) qui clignote rapidement quand les limites de l'alarme sont atteintes ou dépassées. En outre, le graphe à barre d'intensité du pouls s'allume en rouge pour indiquer une faible irrigation.

Les alarmes de haute priorité retentissent comme suit : trois bips, pause, deux bips et une pause de 10 secondes.

Alarmes de priorité moyenne

Les alarmes de priorité moyenne signalent des problèmes potentiels liés au matériel ou à des situations ne mettant pas le patient en péril. Sur le modèle 7500, les alarmes de priorité moyenne sont indiquées par le clignotement lent de la barre d'alarme orange.

Les alarmes de priorité moyenne sont indiquées par l'allumage en orange de la barre d'alarme et des voyants ou affichages numériques appropriés, qui fournissent parfois un code d'erreur permettant à l'utilisateur d'identifier l'origine de l'erreur.

Les alarmes de priorité moyenne retentissent sous la forme de trois bips suivis d'une pause de 25 secondes.

Alarmes chien de garde

Les alarmes chien de garde sont des signaux forts à deux tonalités qui retentissent en continu pour indiquer un dysfonctionnement du matériel ou du logiciel. Une alarme chien de garde activée peut être arrêtée en mettant le modèle 7500 hors tension. Si cette alarme ne s'arrête pas, coupez l'alimentation et contactez votre distributeur ou l'assistance clientèle NONIN.

Tonalités d'information

Les tonalités d'information communiquent des informations importantes. Il s'agit généralement de bips uniques ou d'une série de trois bips. Les tonalités d'information incluent la tonalité de démarrage/initialisation et la tonalité de fréquence pulsatile (qui change de hauteur en fonction des valeurs de SpO₂) : tonalités aiguës pour les valeurs de SpO₂ élevées et tonalités graves pour les valeurs de SpO₂ plus basses.

Résumé des alarmes

Le modèle 7500 détecte à la fois les alarmes patient et les alarmes système. En général, les alarmes patient sont qualifiées de « haute priorité » et les alarmes système de « priorité moyenne ». Les alarmes de haute priorité ont toujours priorité sur les alarmes de priorité moyenne. Les indicateurs d'alarme restent actifs tant que l'état d'alarme est présent.

Alarmes patient

Si les relevés patient de SpO₂ ou de fréquence pulsatile sont supérieurs ou égaux à la limite d'alarme supérieure, ou inférieurs ou égaux à la limite d'alarme inférieure, l'appareil signale une alarme de haute priorité, indiquée par un affichage numérique rouge clignotant de manière synchrone avec la barre d'alarme rouge.

Description de l'alarme	Réglage usine par défaut	Options de réglage	Incrément
Limite d'alarme supérieure de SpO ₂	Arrêt	Arrêt, 80 à 100	1 %
Limite d'alarme inférieure de SpO ₂	85 %	Arrêt, 50 à 95	1 %
Limite d'alarme supérieure de fréquence du pouls	200 b.min-1	Arrêt, 75 à 275	5 b.min-1
Limite d'alarme inférieure de fréquence du pouls	50 b.min-1	Arrêt, 30 à 110	5 b.min-1
Alarme de faible irrigation	Un segment rouge sur le graphe à barres d'intensité du signal pulsatile indique la faible irrigation du patient.		

Alarmes système

Description de l'alarme	Indicateur visuel
Alarme de piles faible	Le voyant des piles clignote de manière synchrone avec la barre d'alarme. Cette alarme signifie que l'appareil alimenté par le bloc-piles a moins de 30 minutes d'autonomie. Lorsque le niveau de charge des piles est critique, les fonctions d'oxymétrie sont désactivées.
Alarme de capteur	Le voyant d'alarme du capteur clignote de manière synchrone avec la barre d'alarme. Cette alarme signale une alarme de capteur, ou le débranchement ou une erreur de capteur.
Autres alarmes système	Un code d'erreur apparaît dans la zone d'affichage principale.


Examen et réglage du volume et des limites d'alarme

REMARQUE : Les limites d'alarmes réadoptent leurs valeurs par défaut à chaque mise sous tension de l'oxymètre, sauf s'il est en mode Sécurité patient. Dans ce mode, les limites d'alarme et les volumes ne peuvent pas être réglés, mais seulement affichés.

AVERTISSEMENT : Afin de garantir la conformité aux normes de sécurité du produit pertinentes, assurez-vous que tous les volumes d'alarme sont corrects et audibles dans toutes les situations. Ne couvrez ou n'étouffez pas les haut-parleurs d'une quelconque manière.

Examen, réglage ou modification du volume et/ou des limites d'alarme

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton des limites jusqu'à ce que la limite à afficher ou modifier apparaisse.
 - La limite en cours apparaît dans l'affichage de %SpO₂.
 - Le réglage en cours apparaît dans l'affichage de fréquence du pouls.
 - Continuez à appuyer sur le bouton des limites jusqu'à ce que s'affiche la limite à modifier.
3. Pour modifier la valeur affichée, appuyez sur le bouton Plus (+) ou Moins (-), selon le cas.
4. Continuez à appuyer sur le bouton des limites jusqu'à ce que l'appareil reprenne son fonctionnement normal.

 **MISE EN GARDE :** Examinez toutes les limites afin de vérifier si elles sont adaptées au patient.

Coupure des alarmes

Une pression sur le bouton Arrêt alarme coupe les alarmes pendant deux minutes. Le voyant d'arrêt d'alarme clignote à la vitesse d'alarme de priorité moyenne lorsque des alarmes sont temporairement inhibées. Si les alarmes sont coupées durant des états d'alarme actifs, le voyant d'arrêt d'alarme clignote de manière synchrone avec la barre d'alarme.

Le voyant d'arrêt d'alarme s'allume en continu lorsque le volume d'alarme est inférieur à 45 dB. Les indicateurs sonores peuvent être désactivés dans le menu des limites, en sélectionnant **OFF** sous l'option de menu de volume d'alarme correspondante.

Rappel de paramètres précédents

L'oxymètre de pouls numérique a une fonction qui permet le rappel des réglages modifiés par l'opérateur lors de sa dernière utilisation. Les réglages suivants sont rappelés dès activation de cette fonction :

- Limites d'alarme supérieure et inférieure de SpO₂
- Limites d'alarme supérieure et inférieure de fréquence pulsatile
- Réglages de volume des alarmes

Les réglages précédemment effectués par l'opérateur peuvent être rappelés en appuyant sur le bouton des limites lorsque l'appareil est sous tension. **⏏** apparaît pour indiquer que des limites d'alarme précédentes pourront être rappelées. Pour rappeler ces paramètres, appuyez sur le bouton Plus, puis sélectionnez **YES**. Appuyez à nouveau sur le bouton des limites pour accepter le rappel et reprendre le fonctionnement normal.



MISE EN GARDE : Examinez toutes les limites afin de vérifier si elles sont adaptées au patient.

REMARQUE : La valeur rappelée pour l'alarme inférieure de SpO₂ ne sera pas inférieure à la valeur par défaut en cours.

Codes d'erreur

Cet appareil inclut des codes d'erreur qui indiquent des problèmes au niveau de l'appareil. Les codes d'erreur se présentent sous la forme de **E r r** dans l'affichage de %SpO₂, suivi d'un E et d'un code à 2 chiffres dans l'affichage de fréquence pulsatile. Pour corriger les états d'erreur, procédez comme suit :

1. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour éliminer le code d'erreur.
2. Si l'erreur persiste, débranchez toute alimentation, puis rebranchez l'alimentation et remettez l'appareil sous tension.

Si l'erreur persiste, notez le code d'erreur et contactez l'assistance clientèle Nonin au (800) 356-8874 (États-Unis et Canada) ou au +1 (763) 553-9968.

Fonctions de sortie de données et de mémoire

Le modèle 7500 procure une sortie de données patient en temps réel (série), de même que des signaux de sortie analogique pour la SpO₂, la fréquence pulsatile et les marqueurs d'événements.

Sortie de données patient série

Cet appareil offre des fonctions de production de données en temps réel. Le format série inclut un en-tête ASCII faisant mention du numéro de modèle, de l'heure et de la date.

L'appareil fournit des données en temps réel via le port série. Un câble 7500 SC, proposé par NONIN, peut être utilisé pour brancher le modèle 7500 sur l'ordinateur de réception. Les informations provenant du modèle 7500 sont envoyées en format série ASCII à 9 600 bauds avec 8 bits de données, 1 bit de départ et 2 bits d'arrêt. Chaque ligne se termine par un retour du chariot et un saut de ligne (CR/LF).

Les données sont envoyées toutes les secondes par l'appareil dans le format suivant :

SPO₂=XXX HR=YYY

REMARQUE : Une pression sur le bouton MARCHE/VEILLE insère un astérisque à la fin de la ligne imprimée correspondante en guise de marqueur d'événement.

Numéro de broche	Affectation de broche
1	Sortie analogique, SpO ₂
2	Pas de connexion
3	Sortie de données série
4	Sortie analogique, fréquence du pouls
5	Terre
6	Pas de connexion
7	Marqueur d'événement
8	Pas de connexion
9	Pas de connexion

Sortie analogique

Le modèle 7500 procure des signaux de sortie analogique pour la SpO₂, la fréquence du pouls et les marqueurs d'événements. Chaque niveau de sortie est conforme aux caractéristiques techniques indiquées ci-dessous :

Sortie	Caractéristique technique
Plage de sortie analogique de SpO ₂	0 à 1 V c.c. (représentant 0 à 100 %) 1,27 V c.c. (aucune donnée)
Plage de sortie analogique de fréquence du pouls	0 à 1 V c.c. (représentant 0 à 300 b.min-1) 1,27 V c.c. (hors suivi)
Marqueur d'événement	0 ou 1 V c.c. (nominal) (représentant un événement). Marqueur d'événement haut pour une valeur de SpO ₂ inférieure à la limite d'alarme inférieure.
Courant de charge de sortie analogique	2 mA maximum
Précision de sortie analogique de %SpO ₂	±2 %
Précision de sortie analogique de fréquence du pouls	±5 %

Étalonnage de sortie analogique

Des signaux d'étalonnage analogique qui permettent l'étalonnage externe de l'appareil sont fournis après la mise sous tension initiale et continuent jusqu'à ce que le modèle 7500 commence à suivre les relevés de SpO₂ et de fréquence du pouls. La séquence d'étalonnage se termine lorsque le système commence à suivre les signaux. La séquence de signaux d'étalonnage est la suivante :

Intervalle	Signal analogique
30 secondes	1 V c.c.
30 secondes	0 V c.c.
1 seconde	0,1 V c.c.
1 seconde	0,2 V c.c.
1 seconde	0,3 V c.c.
1 seconde	0,4 V c.c.
1 seconde	0,5 V c.c.
1 seconde	0,6 V c.c.
1 seconde	0,7 V c.c.
1 seconde	0,8 V c.c.
1 seconde	0,9 V c.c.
1 seconde	1 V c.c.
1 seconde	1,27 V c.c.
Répéter	

Fonctions de mémoire

Le modèle 7500 peut recueillir et stocker jusqu'à 70 heures de relevés de SpO₂ et de fréquence du pouls.

Les données peuvent être consultées avec un logiciel de lecture des données (logiciel nVISION de NONIN recommandé). Si vous voulez créer votre propre logiciel, contactez NONIN pour vous renseigner sur le format des données.

Le fonctionnement de la mémoire du modèle 7500 ressemble étroitement à celui d'une bande sans fin. Lorsque la mémoire est saturée, l'appareil commence à écraser les données les plus anciennes avec les nouvelles.



MISE EN GARDE : Les données sont enregistrées à intervalles de quatre minutes ; par conséquent, si la mémoire est saturée, les enregistrements les plus anciens sont remplacés par les nouveaux.

Chaque fois que le modèle 7500 est mis sous tension, les informations d'heure et de date (si l'horloge est correctement réglée) sont stockées en mémoire pour permettre l'enregistrement d'une nouvelle session. Seules les sessions d'enregistrement de plus d'une minute sont enregistrées.

La SpO₂ et la fréquence du pouls du patient sont échantillonnées toutes les secondes. Toutes les 4 secondes, la valeur extrême de la période d'échantillonnage de 4 secondes est enregistrée. Les valeurs de saturation en oxygène sont stockées par incréments de 1 % dans l'intervalle de 0 à 100 %.

La fréquence du pouls stockée est comprise entre 18 et 300 pulsations par minute. Les valeurs stockées augmentent par incréments d'une pulsation par minute dans l'intervalle de 18 à 200 pulsations par minute, et de 2 pulsations par minute dans l'intervalle de 201 à 300 pulsations par minute.

Les données patient sont conservées, même quand l'alimentation secteur et l'alimentation sur piles sont coupées.

Effacement de la mémoire patient

La mémoire patient peut être effacée au moyen du mode Configuration du modèle 7500. Appuyez sur le bouton des limites pour accéder au mode Configuration et appuyez à nouveau dessus pour faire défiler les options de l'appareil jusqu'à ce que le message « Memory Clear » s'affiche. Sélectionnez « Yes » (Oui) ou « No » (Non) à l'aide des boutons Plus (+) ou Moins (-) pour effacer la mémoire patient, puis confirmez via le bouton des limites.

Lecture des données en mémoire

Le modèle 7500 dispose d'une fonction de lecture de mémoire qui permet d'accéder aux données stockées par le biais d'un connecteur série externe. La lecture des données stockées en mémoire ne les efface pas.

1. Avec l'appareil hors tension, branchez le connecteur série du modèle 7500 sur l'arrière de votre ordinateur à l'aide d'un câble 7500 SC, disponible auprès de NONIN.
2. Appuyez sans relâche sur le bouton Plus (+) tout en appuyant brièvement sur le bouton MARCHÉ/ATTENTE.
3. Relâchez le bouton Plus (+). Le mode de lecture apparaît sur les affichages de SpO₂ et de fréquence du pouls jusqu'à ce que la lecture de la mémoire soit terminée.
4. Une fois la lecture de la mémoire terminée, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

REMARQUES :

- La mémoire patient ne peut pas être effacée lorsque le modèle 7500 est en mode Sécurité patient.
 - Si vous utilisez le logiciel nVISION, sélectionnez l'option « Model 2500 » comme type de modèle. (L'option Modèle 2500 est également valable pour le modèle 7500.)
 - E07 est un code d'erreur qui se présente durant la lecture de la mémoire et signifie que l'appareil ne peut pas garantir la précision de toutes les données patient en mémoire. Effacez la mémoire de l'appareil pour garantir la suppression de toutes les données imprécises. Si l'erreur persiste lors de la lecture de la mémoire, appelez l'assistance clientèle Nonin.
-

Pièces et accessoires

Les accessoires NONIN suivants fonctionnent avec le modèle 7500. Des informations détaillées concernant l'utilisation de chaque capteur (population de patients, corps/tissus et application) se trouvent dans son mode d'emploi.

Numéro de modèle	Description
7500B	Bloc-piles
7500 Manual	Manuel d'utilisation du modèle 7500
300PS-UNIV	Chargeur de piles, bureau universel avec connecteur CEI320
*	Cordon, chargeur (2 mètres maximum)

Capteurs d'oxymètre de pouls réutilisables

8000AA-1	Capteur à pince articulée pour doigt d'adulte (1 mètre)
8000AA-2	Capteur à pince articulée pour doigt d'adulte (2 mètres)
8000AA-3	Capteur à pince articulée pour doigt d'adulte (3 mètres)
8000AP-1	Capteur à pince pour doigt d'enfant (1 mètre)
8000AP-3	Capteur à pince pour doigt d'enfant (3 mètres)
8000J	Capteur flexible pour adulte (1 mètre)
8000J-3	Capteur flexible pour adulte (3 mètres)
8008J	Capteur flexible pour nourrisson
8001J	Capteur flexible pour nouveau-né
8000R	Capteur à réflectance
8000SL	Capteur d'oxymètre de pouls réutilisable (grand)
8000SM	Capteur d'oxymètre de pouls réutilisable (moyen)
8000SS	Capteur d'oxymètre de pouls réutilisable (petit)

Capteurs jetables d'oxymètre de pouls

6000A	Capteur d'oxymètre de pouls jetable (adulte)
6000N	Capteur d'oxymètre de pouls jetable (néonatal)
6000P	Capteur d'oxymètre de pouls jetable (pédiatrique)
6000I	Capteur d'oxymètre de pouls jetable (nourrisson)
7000A	Capteur Flexi-Form II pour doigt d'adulte, 10 par boîte
7000P	Capteur Flexi-Form II pour doigt d'enfant, 10 par boîte
7000I	Capteur Flexi-Form II pour orteil de nourrisson, 10 par boîte
7000N	Capteur Flexi-Form II pour pied de nouveau-né, 10 par boîte
7000D	Assortiment de capteurs Flexi-Form II, 10 par boîte

* Contactez votre distributeur ou NONIN pour vous renseigner sur les options.

Numéro de modèle	Description
<i>Câbles externes</i>	
UNI-RA-0	Câble patient de 18,4 cm et 90 degrés
UNI-EXT-X	Rallonge patient (1, 3, 6 ou 9 mètres)
7500 SC	Câble de sortie série 7500
7500A	Câble de sortie analogique 7500 (sans terminaison)
<i>Accessoires de capteurs</i>	
8000JFW	Bande à capteur FlexiWrap pour adulte
8008JFW	Bande à capteur FlexiWrap pour nourrisson
8001JFW	Bande à capteur FlexiWrap pour nouveau-né
8000H	Porte-capteur à réflectance
8000S	Simulateur patient
<i>Autres accessoires</i>	
nVISION	Logiciel nVISION pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows 95/98/2000/NT 4.0/XP
Avant RS	Support à roulettes ; disponible en modèle standard ou de luxe
Avant PC	Collier de serrage de potence

Pour de plus amples informations sur les pièces et les accessoires de NONIN, contactez votre distributeur ou contactez NONIN au (800) 356-8874 (États-Unis et Canada) ou au +1 (763) 553-9968. Ces informations sont également disponibles sur le site Web de NONIN : www.nonin.com.



MISE EN GARDE : Utilisez le modèle 7500 uniquement avec des adaptateurs secteur fournis par Nonin Medical. Lorsque vous utilisez le chargeur de piles 300PS-UNIV, assurez-vous que le cordon secteur est bien branché sur une prise de terre.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, de capteurs et de câbles différents de ceux indiqués dans ce manuel risque d'augmenter les émissions électromagnétiques et/ou de diminuer l'immunité de cet appareil.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que des capteurs d'oxymètre de pouls PureLight fabriqués par NONIN. Ces capteurs sont conçus pour répondre aux critères de précision des oxymètres de pouls NONIN. L'utilisation de capteurs d'une autre marque peut nuire au fonctionnement de l'appareil.

Maintenance, assistance et garantie

Procurez-vous obligatoirement un numéro d'autorisation de renvoi avant de retourner un produit à NONIN. Pour obtenir ce numéro, contactez l'assistance clientèle de NONIN :

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 États-Unis

(800) 356-8874 (États-Unis et Canada)
+1 (763) 553-9968 (hors États-Unis et Canada)
Fax +1 (763) 553-7807
E-mail : mail@nonin.com
www.nonin.com

AVERTISSEMENT : Cet appareil est un instrument électronique de précision et sa réparation doit être uniquement confiée à des agents techniques qualifiés. La réparation sur site de l'appareil est impossible. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier, ni d'en réparer l'électronique. L'ouverture du boîtier risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.

Garantie

NONIN MEDICAL, INCORPORATED (NONIN) garantit à l'acquéreur chaque bloc-piles du modèle 7500, pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. NONIN garantit le module d'oxymétrie de pouls du modèle 7500 pendant une période de trois ans à partir de la date d'achat. Des prolongations de garantie sont disponibles pour la plupart des modèles d'oxymètre de pouls NONIN. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre distributeur NONIN.

Conformément à la présente garantie, NONIN réparera ou remplacera gratuitement tout modèle 7500 se révélant défectueux, que l'acheteur aura signalé à NONIN en précisant son numéro de série, à condition que cette notification se fasse au cours de la période de garantie. Cette garantie est le seul et unique recours dont dispose l'acheteur pour tout modèle 7500 qui lui aura été livré et qui présente un défaut, que ces recours entrent dans le cadre d'un contrat, d'une réparation de préjudice ou de la loi.

Cette garantie ne comprend pas les frais de livraison de l'appareil à réparer, qu'il s'agisse de son envoi chez NONIN ou de sa réexpédition à l'acheteur. Tous les appareils réparés devront être récupérés par l'acheteur chez NONIN. Pour tout modèle 7500 sous garantie envoyé à NONIN qui se révèle conforme aux caractéristiques techniques, NONIN se réserve le droit de demander une rétribution.

Le modèle 7500 est un instrument électronique de précision et sa réparation doit être uniquement confiée à des agents techniques qualifiés. En conséquence, tout signe ou toute preuve d'ouverture du modèle 7500, de réparation par des personnes non autorisées, de même que toute altération ou utilisation impropre ou abusive du modèle 7500 annulera intégralement la garantie. Tous les travaux hors -garantie devront être effectués d'après les tarifs standard NONIN en vigueur au moment de la livraison chez NONIN.

DÉNI / EXCLUSIVITÉ DE GARANTIE :

LES GARANTIES EXPRESSES ÉVOQUÉES DANS CE MANUEL SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT STATUTAIRE, ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA GARANTIE DE QUALITÉ COMMERCIALE, NE SERA APPLICABLE.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible	
Le modèle 7500 ne démarre pas.	Il n'est pas alimenté.	Branchez l'adaptateur secteur.	
Le modèle 7500 ne fonctionne pas sur piles.	Le bloc-piles n'est pas chargé.	Branchez l'adaptateur secteur du modèle 7500 pour recharger le bloc-piles.	
	Le bloc-piles est défectueux.	Contactez l'assistance clientèle de NONIN pour le faire réparer ou remplacer.	
Impossible d'obtenir l'affichage de qualité du signal pulsatile vert (graphe à barres).	Le pouls du patient est indiscernable ou mauvaise irrigation.	Repositionnez le doigt ou insérez-en un autre, puis maintenez le capteur immobile pendant au moins 10 secondes.	
		Chauffez le doigt du patient en le frottant ou en le recouvrant d'une couverture.	
		Déplacez le capteur.	
	REMARQUE : Dans certains cas, l'irrigation du patient peut être inadaptée à la détection du pouls.	La circulation est réduite en raison d'une pression excessive appliquée sur le capteur (entre le capteur et une surface dure) suite à l'insertion du doigt.	La main doit être posée confortablement, sans compresser le capteur sur une surface dure.
		Le doigt est froid.	Chauffez le doigt du patient en le frottant ou en le recouvrant d'une couverture.
		Déplacez le capteur.	




Problème	Cause possible	Solution possible
Impossible d'obtenir l'affichage de qualité du signal pulsatile vert (graphe à barres) (suite).	Le capteur est mal appliqué.	Appliquez le capteur correctement.
	Interférences possibles issues de l'une des sources suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • cathéter artériel ; • brassard de pression sanguine ; • procédure électrochirurgicale ; • ligne de perfusion. 	Réduisez ou éliminez l'interférence. Assurez-vous que le capteur n'est pas placé sur le même bras utilisé pour d'autres thérapies ou diagnostics (brassard de pression artérielle, par ex.).
	Le voyant rouge ne s'allume pas dans la zone d'insertion du doigt du capteur.	Assurez-vous que le capteur est bien fixé sur le modèle 7500.
		Vérifiez le capteur pour vous assurer qu'il ne présente aucun signe de détérioration.
Indicateur de qualité du pouls fréquent ou continu.	Lumière ambiante excessive.	Protégez le capteur de la lumière.
	Le modèle 7500 a été placé sur un ongle verni ou un faux ongle.	Placez le capteur sur un doigt sans vernis ou faux ongle.
		Déplacez le capteur.
	Le voyant rouge ne s'allume pas dans la zone d'insertion du doigt du capteur.	Assurez-vous que le capteur est bien fixé sur le modèle 7500.
		Vérifiez le capteur pour vous assurer qu'il ne présente aucun signe de détérioration.
Contactez l'assistance clientèle de NONIN.		
Mouvement excessif du patient.	Réduisez les mouvements du patient.	

Problème	Cause possible	Solution possible
Un tiret (-) apparaît dans l'affichage de %SpO ₂ .	Détection d'un signal inadéquat issu du doigt.	Repositionnez le doigt ou insérez-en un autre, puis maintenez le capteur immobile pendant au moins 10 secondes. Déplacez le capteur.
	Le doigt a été retiré du capteur.	Réinsérez le doigt et maintenez le capteur immobile pendant au moins 10 secondes.
	Le modèle 7500 ne fonctionne pas.	Mettez l'oxymètre hors tension, vérifiez tous les branchements et réessayez. Contactez l'assistance clientèle de NONIN.
Un code d'erreur apparaît dans la zone d'affichage.	Le modèle 7500 a rencontré une erreur.	Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour éliminer le code d'erreur. Si l'erreur persiste, débranchez toute alimentation (secteur et piles), puis rétablissez l'alimentation et remettez l'appareil sous tension. Si l'erreur persiste, notez le code d'erreur et contactez l'assistance clientèle NONIN.
L'appareil est en mode Alarme, mais aucune alarme sonore n'est audible.	Le bouton d'arrêt d'alarme pendant 2 minutes est activé.	Appuyez sur le bouton d'arrêt d'alarme pour réactiver le volume d'alarme ou attendez deux minutes. Au bout de deux minutes, les tonalités d'alarme se réactivent automatiquement.
	Volume sur OFF dans les limites d'alarme.	Réglez le volume via le mode Configuration.
Le modèle 7500 n'enregistre pas de données.	Les piles sont faibles.	Rechargez les piles.
	Les piles ne sont pas en place.	Contactez l'assistance clientèle de NONIN pour toute réparation ou remplacement.

Si ces solutions ne permettent pas de corriger le problème, contactez l'assistance clientèle de NONIN au **(800) 356-8874** (États-Unis et Canada) ou au **+1 (763) 553-9968**.

Informations techniques

REMARQUE : Ce produit est conforme à la norme ISO 10993, Évaluation biologique des appareils médicaux Partie 1 : Évaluation et essais.

	MISE EN GARDE : Il n'est pas possible d'utiliser un testeur fonctionnel pour évaluer la précision d'un capteur ou d'un moniteur d'oxymétrie de pouls.
	MISE EN GARDE : Toutes les pièces et tous les accessoires connectés au port série de ce système doivent être certifiés conformes au minimum à la norme CEI EN 60950 ou UL 1950 concernant le matériel de traitement des données.
	MISE EN GARDE : Les appareils de communication RF portables et mobiles risquent de compromettre le fonctionnement des appareils électriques médicaux.

Déclaration du fabricant

Pour des informations spécifiques concernant la conformité de cet appareil à la norme CEI 60601-1-2, reportez-vous au tableau suivant.


Tableau 2: Émissions électromagnétiques

Test des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Indications
<i>Cet appareil doit être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer qu'il est employé dans un tel environnement.</i>		
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Cet appareil utilise une énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne risquent guère de causer d'interférences avec le matériel électronique situé à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Catégorie B	Cet appareil est adapté à une utilisation dans tous les établissements, y compris à domicile et dans des installations directement branchées sur le réseau d'alimentation électrique basse tension public qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Sans objet	
Fluctuations de tension/Papillotement CEI 61000-3-3	Sans objet	

Tableau 3: Immunité électromagnétique

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Indications
<i>Cet appareil doit être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer qu'il est employé dans un tel environnement.</i>			
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. S'ils sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Rafales/ Transitoires rapides électriques CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surintensités CEI 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Chutes de tension, courtes interruptions et variations de tension au niveau des lignes d'entrée d'alimentation électrique CEI 61000-4-11	±5 % U_T (chute >95 % en U_T) pour 0,5 cycle ±40 % U_T (chute de 60 % en U_T) pour 5 cycles ±70 % U_T (chute de 30 % en U_T) pour 25 cycles <5 % U_T (chute >95 % en U_T) pour 5 s.	±5 % U_T (chute >95 % en U_T) pour 0,5 cycle ±40 % U_T (chute de 60 % en U_T) pour 5 cycles ±70 % U_T (chute de 30 % en U_T) pour 25 cycles <5 % U_T (chute >95 % en U_T) pour 5 s.	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur exige un fonctionnement continu pendant les coupures d'alimentation électrique, il est conseillé de brancher l'appareil sur un onduleur ou de le placer sur batterie.
Champ magnétique de la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de fréquence de l'alimentation doivent se trouver à des niveaux caractéristiques d'un emplacement standard en milieu commercial ou hospitalier type.
Remarque : U_T correspond à la tension secteur avant application du niveau de test.			

**Tableau 4: Indications et déclaration du fabricant—
Immunité électromagnétique**

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Indications
<i>Cet appareil doit être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer qu'il est employé dans un tel environnement.</i>			
L'équipement de communication RF portatif ou mobile ne doit pas être utilisé plus près de toute partie de l'appareil, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée, calculée selon l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.			
RF conduite CEI 61000-4-6	3 V(rms) 150 kHz à 80 MHz	3 V	Distance de séparation recommandée $d = 1,17 \sqrt{P}$
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,17 \sqrt{P}$ de 80 à 800 MHz $d = 2,33 \sqrt{P}$ de 800 à 2,5 GHz où P représente la puissance nominale maximum de sortie de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce dernier et d la distance de séparation conseillée en mètres (m). Les intensités de champs produites par les émetteurs RF fixes, déterminées par une étude de site sur les caractéristiques électromagnétiques ^a , doivent être inférieures au niveau de conformité pour chaque plage de fréquences. ^b Des interférences peuvent se produire aux alentours de l'équipement portant le symbole suivant :
			
REMARQUES :			
<ul style="list-style-type: none"> • À 80 et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. • Ces directives ne s'appliquent pas forcément à tous les cas. La propagation électromagnétique est modifiée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 			

- a. Les intensités de champs produites par des émetteurs fixes, tels que des stations de base pour téléphones radio (sans fil ou portables) et radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM, et les émissions de télévision ne peuvent théoriquement pas être prévues avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de mener une étude de site sur les caractéristiques électromagnétiques. Si l'intensité de champ mesurée là où est employé l'appareil dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le dispositif doit être observé afin de vérifier son bon fonctionnement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme réorienter ou déplacer l'appareil.
- b. Sur la plage de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures à [3] V/m.

Tableau 5: Distances de séparation recommandées

Ce tableau détaille les distances de séparation recommandées entre cet appareil et tout équipement de communication RF mobile ou portatif.			
<i>Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Les utilisateurs de l'appareil peuvent aider à éviter les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale par rapport à l'équipement de communication RF mobile et portatif (émetteurs), comme indiqué ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.</i>			
	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur		
Puissance nominale de sortie maximum de l'émetteur W	150 kHz à 80 MHz $d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,33 \cdot \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	12	12	23
Pour les émetteurs dont la puissance nominale de sortie maximum n'est pas mentionnée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être évaluée au moyen de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P représente la puissance nominale de sortie maximum en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.			
REMARQUES :			
<ul style="list-style-type: none"> • À 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique. • Ces directives ne s'appliquent pas forcément à tous les cas. La propagation électromagnétique est modifiée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 			

Temps de réponse du matériel


Valeurs de SpO ₂	Moyenne	Temps d'attente
SpO ₂ moyennée standard/rapide	Exponentielle, 4 battements	2 battements
SpO ₂ moyennée étendue	Exponentielle, 8 battements	2 battements

Valeurs de fréquence pulsatile	Réponse	Temps d'attente
Fréquence pulsatile par moyennage standard/rapide	Exponentielle, 4 battements	2 battements
Fréquence pulsatile par moyennage prolongé	Exponentielle, 8 battements	2 battements

Exemple – Moyennage exponentiel de la SpO₂

La SpO₂ diminue de 0,75 % par seconde (7,5 % sur 10 secondes)

Fréquence pulsatile = 75 b.min⁻¹



Résumé des tests

Des tests de précision de SpO₂, de mouvement et de faible irrigation ont été réalisés par Nonin Medical, Inc., comme indiqué ci-dessous :

Test de précision de SpO₂

Les tests de précision de SpO₂ s'effectuent lors d'études d'hypoxie induite sur des sujets à peau claire à foncée, non fumeurs et en bonne santé dans un laboratoire de recherche indépendant. La valeur de saturation de l'hémoglobine artérielle (SpO₂) mesurée des capteurs est comparée à la valeur d'oxygène de l'hémoglobine artérielle (SaO₂), déterminée à partir d'échantillons sanguins avec un co-oxymètre de laboratoire. La précision des capteurs se fait par comparaison aux échantillons du co-oxymètre mesurés sur l'intervalle de SpO₂ (70 à 100 %). Les données de précision sont calculées en utilisant la moyenne quadratique (valeur A_{rms}) pour tous les sujets, conformément à ISO 9919:2005, Spécification standard pour la précision des oxymètres de pouls. Équipement électrique médical.

Test de mouvement – fréquence du pouls

Ce test mesure la précision de l'oxymètre de pouls avec un artefact de mouvement simulé par un testeur d'oxymètre de pouls. Il vise à déterminer si l'oxymètre satisfait les critères ISO 9919:2005 de fréquence du pouls durant un mouvement, des tremblements et des à-coups simulés.

Test de faible irrigation

Ce test utilise un simulateur de SpO₂ pour fournir un signal de fréquence pulsatile simulé, avec des réglages d'amplitude à différents niveaux de SpO₂. L'oxymètre doit maintenir sa précision conformément à la norme ISO 9919:2005 pour la fréquence cardiaque et la SpO₂ à la plus faible amplitude pulsatile possible (modulation de 0,3 %).

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage de saturation en oxygène :	0 à 100 % SpO ₂		
Plage d'affichage de fréquence du pouls :	18 à 321 pulsations/minute (b.min-1)		
Affichages :	Qualité du pouls : lumineux, graphe à barres, segments tricolores d'alarme de capteur : lumineux, orange Graphe à barres d'intensité du signal pulsatile : lumineux, graphe à barres, segments tricolores Voyant d'alarme : lumineux, bicolore Coupure des alarmes : lumineux, orange Affichages numériques : 3 chiffres, 7 segments lumineux verts Piles faibles : lumineux, orange		
Précision de SpO₂ (A_{rms})^a :	70 à 100 % A _{rms}		
PAS DE MOUVEMENT		Adultes/ Enfants	Nouveau-nés
Réutilisable :	Pince pour doigt :	±2 chiffres	±3 chiffres
	Flexible :	±2 chiffres	±3 chiffres
	Capteur souple :	±2 chiffres	Sans objet
	Réflectance :	±2 chiffres	Sans objet
Jetable :	Série 6000 :	±2 chiffres	±3 chiffres
	Série 7000 :	±3 chiffres	±4 chiffres
MOUVEMENT			
Réutilisable :	Pince pour doigt :	±2 chiffres	±3 chiffres
	Flexible :	±4 chiffres	±5 chiffres
	Capteur souple :	±3 chiffres	±4 chiffres
Précision de fréquence du pouls :	18 à 300 b.min-1 (pas de mouvement) 40 à 240 b.min-1 (mouvement) 40 à 240 b.min-1 (faible irrigation)		
PAS DE MOUVEMENT		Adultes/ Enfants	Nouveau-nés
Réutilisable :	Pince pour doigt :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Flexible :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Capteur souple :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Réflectance :	±3 chiffres	±3 chiffres
Jetable :	Série 6000 :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Série 7000 :	±3 chiffres	±3 chiffres
MOUVEMENT			
Réutilisable :	Pince pour doigt :	±5 chiffres	±5 chiffres
	Flexible :	±5 chiffres	±5 chiffres
	Capteur souple :	±5 chiffres	±5 chiffres

a.) ±1 A_{rms} représente 68 % environ des mesures.

FAIBLE IRRIGATION			
Réutilisable :	Pince pour doigt :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Flexible :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Capteur souple :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Réflexance :	±3 chiffres	±3 chiffres
Jetable :	Série 6000 :	±3 chiffres	±3 chiffres
	Série 7000 :	±3 chiffres	±3 chiffres
Longueurs d'onde de mesure et puissance de sortie :^b			
	Rouge :	660 nm à 0,8 mW maximum en moyenne	
	Infrarouge :	910 nm à 1,2 mW maximum en moyenne	
Mémoire :	70 heures (en supposant un fonctionnement continu)		
Température (fonctionnement) :	0 à +40 °C		
Température (stockage/transport) :	-30 à +50 °C		
Humidité (fonctionnement) :	10 à 90 % sans condensation		
Humidité (stockage/transport) :	10 à 95 % sans condensation		
Altitude (fonctionnement) :	12 000 m maximum		
Pression hyperbare :	4 atmosphères maximum		
Alimentation requise (secteur) :	100-240 V c.a. 50-60 Hz		
Alimentation interne :			
	Bloc-piles :	7,2 V NiMH	
	Autonomie (avec un bloc-piles chargé à fond) :	16 heures minimum	
	Durée de stockage :	21 jours minimum	
	Vitesse de recharge :	4 heures maximum	
Dimensions :	Environ 219 x 92 x 142 mm (largeur x hauteur x profondeur)		
Poids :	900 g environ avec le bloc-piles		
Garantie :	3 ans		
Classification conforme à CEI 60601-1/CSA601.1/UL60601-1 :			
	Type de protection :	Alimentation interne (sur piles)	
	Degré de protection :	Type BF-Pièce appliquée	
	Mode de fonctionnement :	Continu	
Degré de protection du boîtier face aux infiltrations :	IPX2		
Sorties analogiques :			
	Plage de sortie de SpO ₂ :	0-1 V c.c. (0 à 100 % de SpO ₂), 1,27 V c.c. (hors suivi)	
	Plage de sortie de fréquence du pouls :	0-1 V c.c. (0 à 300 b.min ⁻¹), 1,27 V c.c. (hors suivi)	
	Marqueur d'événement :	0 V (pas d'événement), 1 V (occurrence d'événement)	
	Précision :	±2 % (SpO ₂), ±5 % (fréquence du pouls)	
	Courant de charge :	2 mA maximum	

b.) Ces informations sont particulièrement utiles aux cliniciens effectuant un traitement photodynamique.

