

Impostando lo standard per l'affidabilità. Un'altra volta.



Modello 8500

Pulsiossimetro compatto

Essendo un professionista EMS, Lei ha standard elevati per l'attrezzatura che utilizza. Ora lo fa anche l'industria. La norma nota come CEI 60601-2 Edizione 4 è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Tutti i dispositivi nuovi o aggiornati devono soddisfare questi requisiti per essere indicati per l'utilizzo negli EMS.

Se si dispone di un pulsiossimetro portatile, questo ha soddisfatto i requisiti esistenti al momento dell'acquisto. Ma il nuovo standard è più esigente sin vari aspetti. Ciò fa di questa un'ottima occasione per controllare la conformità dei Suoi dispositivi e per dare un'occhiata al modello Nonin 8500 aggiornato.


I fornitori di assistenza pre-ospedaliera contano sul **modello 8500** per misurazioni affidabili della pulsiossimetria in qualsiasi condizione. Aggiornato sia internamente sia esternamente, questo è il nostro miglior dispositivo compatto pronto per l'EMS.

Misurazioni affidabili. Ovunque.

Manifattura resistente per ambienti EMS

Se si dispone di un modello 8500 recente, esso potrebbe essere già completamente compatibile con la CEI 60601-2 Edizione 4. Se invece si dispone di un modello precedente o uno di un altro marchio o se si vuole semplicemente essere sicuri di soddisfare i requisiti, è utile considerare il modello 8500 aggiornato. Soddisfa tutte le specifiche CEI 60601-1-2 per:

- Protezione contro l'umidità
- Resistenza alle interferenze elettromagnetiche (RF)
- Tolleranza a grandi variazioni della temperatura ambiente
- Precisione in condizioni di movimento e bassa perfusione



Funzionalità testate sul campo

Prestazioni affidabili



Tecnologia pulsossimetrica Nonin PureSAT[®] clinicamente testata



Fornisce fino a 160 ore di funzionamento su 6 batterie AA (con display oscurato)



Compatibile con una linea completa di sensori affidabili Nonin PureLight[®]



L'indicatore di perfusione tricolore fornisce un feedback immediato sulla qualità degli impulsi



Può essere utilizzato per i controlli a campione o il monitoraggio continuo di SpO₂



Progettazione e costruzione robuste, sostenute da una garanzia di 3 anni

Nonin Medical, Inc.
13700 1a Avenue Nord
Plymouth, MN - 55441-5443 - Stati Uniti

Tel: +1.763.553.9968 1.800.365.8874
Fax: +1.763.577.5521
Email: info@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg - Paesi Bassi

Tel: +31 (0)13-79 99 040
Fax: +1 (0)13-79 99 042
Email: infointl@nonin.com

 **NONIN**

nonin.com

