

Durafoam serie 6500

Sensori monouso per'utilizzo prolungato Durafoam



Un sensore monouso rivoluzionario, progettato per essere comodo anche durante l'utilizzo prolungato

Il sensore monouso per utilizzo prolungato Durafoam è un sensore monopaziente privo di adesivi, progettato per essere indossato per periodi più lunghi rispetto ai tradizionali sensori monouso. Il materiale spugnoso extramorbido fornisce ai pazienti il massimo comfort, mentre la forma esclusiva garantisce la stabilità del sensore. La facilità di posizionamento e riposizionamento permette agli operatori sanitari di risparmiare tempo e assicura l'allineamento corretto in ogni applicazione. I sensori monouso serie 6500 con la comprovata tecnologia PureLight®, in combinazione con l'algoritmo di elaborazione del segnale PureSAT® di NONIN, forniscono risultati affidabili paziente-paziente e sensore-sensore, anche nelle situazioni più difficili, come in presenza di movimento e bassa perfusione.

Durafoam serie 6500 monouso per utilizzo prolungato

Caratteristiche del prodotto

- **Lunga durata** – La vita utile media è di 14 giorni per paziente²
- **Materiale spugnoso morbido e non adesivo** –
 - ◆ Aiuta a preservare l'integrità cutanea, anche nei pazienti sensibili agli adesivi
 - ◆ Aumenta il comfort e la compliance dei pazienti per il monitoraggio continuo
- **Due forme esclusive per pazienti adulti o pediatrici** – L'opzione ideale per ogni paziente



Misure disponibili



6500SA Sensore monouso Durafoam standard
Adulti e pediatrici



6500MA Sensore monouso Durafoam piccolo
Adulti e pediatrici

Confezione: 5 sensori per scatola. **Usare esclusivamente con pulsossimetri Nonin.**

Vantaggi principali del prodotto

- Il semplice design garantisce sempre il posizionamento e l'allineamento corretti.
- Facile da applicare e rimuovere per il riposizionamento o per somministrare cure al paziente.
- Di facile applicazione per i pazienti a domicilio: poiché è privo di adesivi e non richiede un allineamento preciso, l'applicazione e il riposizionamento sono praticamente a prova di errore.
- La pressione uniforme sul dito garantisce una perfusione costante.
- Compatibile con tutti i pulsossimetri Nonin.
- Progettato per la sicurezza dei pazienti con materiali senza lattice e conforme a tutti i test sulla sicurezza.
- Non richiede manutenzione né pulizia.

Dati tecnici*

Precisione della SpO₂ (A_{rms})** 70 – 100% ±2 cifre¹
Movimento..... ±2 cifre³

Precisione della SpO₂ a bassa perfusione (A_{rms})** ... 70 – 100% ±2 cifre¹

Precisione della frequenza del polso (A_{rms})** 18 – 300 BPM ±3 cifre¹

Precisione della frequenza del polso a bassa perfusione (A_{rms})** 40 – 240 BPM ±3 cifre¹

Temperatura

Esercizio: Da -5 °C a +40 °C

Immagazzinaggio/trasporto: Da -30 °C a +70 °C

Umidità

Esercizio: Dal 10% al 90% senza condensa

Immagazzinaggio/trasporto: Dal 10% al 95% senza condensa

Questo prodotto è conforme alla norma ISO 10993-1.

¹ Ulteriori informazioni riguardanti la precisione e le prestazioni sono reperibili nel manuale d'uso del pulsossimetro in dotazione.

² Studio BHS: il sensore per pulsossimetria monouso durevole di Nonin Medical comporta una significativa riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza and Increased Staff Efficiency.


³ Le specifiche di precisione si basano su test effettuati sul modello 7500.

*Per maggiori informazioni sui dati tecnici e i test effettuati sul prodotto, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso.

** ±1 A_{rms} comprende il 68% della popolazione. Queste informazioni sono particolarmente utili per il personale clinico responsabile della terapia fotodinamica.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.

Distributore autorizzato:



©2011 Nonin Medical, Inc. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Nonin Medical, Inc., se non altrimenti indicato. Cod. 8111-104-01

Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North
Plymouth, MN ■ 55441-5443 ■ U.S.A

Tel +1.763.553.9968 Fax
+1.763.577.5521 E-mail info@nonin.com

www.nonin.com

Nonin Medical AB

Fibervägen 2, 82450
Hudiksvall, Svezia

Tel +46 650 401500
Fax +46 650 401514

E-mail infointl@nonin.se

