



Simplifying Diagnostics

## MESI mTABLET SPO2

# Das flexibelste Pulsoximeter der Welt

- Eine intuitive Benutzeroberfläche mit schnell einstellbaren Betriebsarten
- Großer Bildschirm mit hoher Sichtbarkeit von SpO2-Werten
- Erkennung von Bewegungsartefakten und hohe Leistung auch bei geringer Perfusion

TEILEN FÜR ZWEITMEINUNG



DIREKTE SPEICHERUNG IN EHR



MONITORFUNKTION



TON- UND SICHTALARME



DRAHTLOS & TRAGBAR



ZUSÄTZLICHE MESSUNGEN UND APPS



**ANWENDUNGSERWEITERUNG**

# 6-minütiger Lauftest

- Eine optimierte Methode zur Durchführung eines Belastungstests
- Einfach durchzuführender Test mit einem Schritt-für-Schritt-Protokoll
- Einfach durchzuführender Test mit einem Schritt-für-Schritt-Protokoll



AUFZEICHNUNG  
DES PATIEN-  
TENZUSTANDS  
VOR UND NACH  
DEM TEST



AUTOMATISCHE  
Distanz-  
BERECHNUNG



OPTION ZUR AKTIV-  
IERUNG EINER WIE-  
DERHERSTELLUNG-  
SPERIODE NACH  
DEM TEST



10- ODER  
15-PUNKT-  
BORG-SKALA

