



Welch Allyn
Connex® Spot Monitor

Welch Allyn Connex[®] Spot Monitor

Genauere, automatisch erfasste Vitalwerte werden zur Verbesserung der Patientensicherheit und zur Erleichterung klinischer Entscheidungen direkt vom Behandlungsort an das EPA-System gesendet.

Optimal für die Erfassung von Routine-Vitalparametern und die Intervallüberwachung. Zusätzlich ist die Integration von klinik- und abteilungsspezifischen Early Warning Scores möglich. Eine Integration in das EPA-System gewährt dem Klinikpersonal sofortigen Zugriff auf erforderliche Informationen - wann und wo sie diese benötigen.

Effizientere Erhebung und Dokumentation von Vitalwerten

- > Verringerung von Übertragungsfehlern und Dokumentationslücken durch automatischen Transfer von Vitalwerten und anderen Patientendaten direkt in das EPA-System
- > Zusätzliche freie Eingabefelder für weitere klinische Daten ermöglichen die vollständige Dokumentation direkt am Patienten und reduzieren den Aufwand für eine zusätzliche Dateneingabe am Stationscomputer
- > Kompatibel mit einer breiten Palette von Reinigungsprodukten zur Reduzierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- > Branchenführende Parametertechnologien zur Gewährleistung von Genauigkeit und Leistung bei unterschiedlichsten Patientenpopulationen

Accessory Power Management-Stativ mit WhisperDrive[™]-Technologie

- > Exklusive Energieverwaltungsfunktionen zur Sicherung der Leistung selbst dann, wenn das Gerät in der letzten Schicht nicht aufgeladen wurde
- > WhisperDrive-Technologie bietet mühelose und geräuscharme Manövrierbarkeit, um die Patienten so wenig wie möglich zu stören
- > LED-Beleuchtung erlaubt dem Klinikpersonal in dunklen Räumen zu arbeiten ohne die Patientenruhe zu stören
- > Eine zusätzliche kleine Arbeitsfläche verbessert die Ergonomie und dient als verfügbarer Platz zum Dokumentieren von Notizen
- > Sortierung des Zubehörs zur Vermeidung von Kabelgewirr und Sensorschäden
- > Einschub für Reinigungstücher fördert die sachgerechte Gerätereinigung

Flexible Upgrade Optionen zum Schutz Ihrer Investition

Konzipiert mit einem benutzerfreundlichen, konfigurierbaren Touchscreen-spezial auf die Arbeitsabläufe auf Allgemeinstationen abgestimmt. Zahlreiche Upgrade-Optionen sichern die zukünftige Effizienz Ihrer Investition - für mehr Dokumentations- und Patientensicherheit und optimierte Behandlungsergebnisse:

- > Masimo[®] SpO₂
- > Nellcor[®] OxiMax[™] SpO₂
- > Nonin[®] SpO₂
- > Braun PRO 6000-Temperaturmessung
- > Barcodescanner
- > Kompatibel mit einer breiten Palette von Drahtlosnetzwerken und Sicherheitsprotokollen
- > Zugriff auf Remote-Software-Updates und USB-Zubehör






Steigern Sie die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter

- > Speziell auf die Bedürfnisse des klinischen Personals und die Arbeitsabläufe abgestimmtes Design
- > Intuitive Touchscreen-Bedienoberfläche für reduzierten Schulungsbedarf und optimierte Nutzung
- > Bildschirmanweisungen unterstützen neue Mitarbeiter bei der Einarbeitung in den klinischen Arbeitsablauf der Vitalzeichenerhebung


Geschützte Patientendaten

- > Optionaler Anmeldebildschirm für Klinikpersonal schränkt den Zugriff auf sensible Patientendaten ein
- > Optionale Funktionen, wie Abkürzungen, erleichtern den Schutz identifizierbarer Patienteninformationen während des täglichen Gebrauchs
- > Automatisches Löschen von Patientendaten nach deren Übermittlung an die EPA



Sichere und adäquate Überwachung der Patienten

- > Erfassung benutzerdefinierter „Early Warning Scores“ direkt am Patientenbett ermöglicht eine frühe Erkennung und Dokumentation einer Verschlechterung des Patientenzustandes
- > Möglicher Upload von bis zu drei bereits in der Einrichtung verwendeten Protokollen – wie beispielsweise MEWS oder andere Scoring Systeme
- > Bildschirmanzeige der klinikeigenen Empfehlungen basierend auf den Scoring-Ergebnissen erlauben schnelle und informierte Entscheidungen über die nächsten Schritte und Maßnahmen



Partners in CareSM Services für Connex Spot Monitor

Welch Allyn bietet ein umfassendes Portfolio von Services zum Schutz Ihrer Investition an. Damit Ihr Personal immer alles zur Verfügung hat, was zur Optimierung von Arbeitsabläufen und klinischen Entscheidungen gebraucht wird.

- > **Einzigartige Lösung zur Konfiguration vorab** – damit Ihre Geräte so bei Ihnen ankommen, wie Sie es wünschen und sofort einsatzbereit sind
- > **Schulung der Medizintechnik** – befähigt Mitarbeiter zur Wartung und Reparatur von Geräten in Ihrem Haus
- > **Support-Programme** – decken Reparaturteile und Ersatzzubehör für einen effizienten, kostengünstigen Gerätesupport ab
- > **Service-Dashboard** – ermöglicht die proaktive Überwachung angeschlossener Geräte, Erstellung von Konfigurationen und Fernwartung

Verfügbare Konfigurationen

CONNEX SPOT MONITOR	7100	7400	7500
Parameter			
SureBP® NIBP	●	●	●
SureTemp® Plus-Temperaturmessung	○	○ ↑	○ ↑
Braun PRO 6000-Infrarot Ohrthermometer	○	○ ↑	○ ↑
Masimo oder Nellcor OxiMax® SpO ₂		●	●
Nonin SpO ₂	○		○
Kommunikation			
WiFi		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
Zubehör			
Classic Stativ	○	○	○
APM Stativ	○	○	○
GCX-Wandkanal	○	○	○
Barcodeleser	○	○	○

● Inbegriffen
 ○ Optional
 ↑ Nachrüstbar

ZUBEHÖR

7000-APM	Connex Spot Accessory Power Management Stativ
7000-MS3	Connex Spot Classic Rollstativ
7000-GCX	Connex Spot GCX VESA Wandkanal
6000-NC	VSM 6000 Kabel für Schwesternruf
7000-916HS	HS1 2D Barcodeleser
106275	USB-Kabel für IT-Integrations-Kit
6000-50	VSM 6000 USB-Konfigurationsstick
7000-PS	Netzteil (erforderlich, wenn kein Ständer oder keine Wandbefestigung bestellt wird)
BATT22	CSM Lithiumionen-Akku
BATT99	Lithiumionen-Akku für APM-Stativ
4500-35	Blutdruckschlauch mit FlexiPort (3,0 m/10 Fuß)
7000-33	Blutdruckschlauch für Neugeborene (3,0 m/10 Fuß)
LNCS-DCIP	Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder von Masimo
D-YS	Nellcor Dura-Y®-Sensor
D-YSPD	Nellcor PediCheck® Fingersensor für Kinder (erfordert D-YS)
2360-010	Wiederverwendbarer Sensor für Kinder von Nonin (2 m)
S1-CSM-5	CSM, Comprehensive Partnership Program, 5 Jahre
S2-CSM-5	CSM, Biomed Partnership Program, 5 Jahre
S4-CSM-5	CSM, Garantieverlängerung, 5 Jahre

Serviceprogramme mit einer Laufzeit von ein- oder zwei Jahren sind ebenfalls verfügbar.

Welch Allyn GmbH & Co. KG
 Hofgartenstrasse 16
 D-72379 Hechingen
 (Tel:) +49 (0) 7471 98 41 14-0
 (Fax:) +49 (0) 7471 98 41 14-90

WWW.WELCHALLYN.COM

WelchAllyn®
 Advancing Frontline Care™