



Simplifying Diagnostics

MESI mTABLET TBI

La plus simple des pressions au gros orteil

- Mesure fiable et rapide de la PGO et des IPSO avec interprétation des ondes de pouls
- Mesure simple, en 1 étape, réalisée en 1 min
- La sonde LED™ PPG détecte l'épaisseur cutanée pour une meilleure précision

SAUVEGARDE DIRECTE SUR LE DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ

PARTAGE POUR UN SECOND AVIS



EXAMENS SUPPLÉMENTAIRES ET APPS



SANS FIL ET PORTABLE



CAPTEUR LED™ PPG ADAPTATIF



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



ALGORITHME DE DÉTECTION SMARTARM™



SYSTÈME DE BRASSARDS COLORÉS



Pourquoi la MESI mTABLET TBI ?



Divers modules de diagnostic connectés sans fil à la tablette



Les examens sont lancés, menés, et revus sur la tablette



Toutes les données sont synchronisées avec le dossier médical informatisé existant de l'hôpital



Améliorez le flux d'information



INFIRMIÈRE



MÉDECIN
GÉNÉRALISTE



MÉDECIN
SPÉCIALISTE

La fonction "partage" sur la **MESI mTABLET** donne accès à tous les professionnels de santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et les incohérences des rapports d'examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et au traitement de l'information.

Augmentez les capacités de la MESI mTABLET



IPSO



PRESSION AU GROS ORTEIL



INTERPRÉTATION DES
ONDES DE POULS

La **MESI mTABLET TBI** n'est pas seulement un appareil automatique de mesure de la PGO et de l'IPSO. En ajoutant de nouveaux modules de diagnostic et des applications intelligentes, vous pourrez élargir l'utilisation de la MESI mTABLET à toutes vos activités quotidiennes. Cela en fait inmanquablement un appareil médical d'un nouveau concept.

